


LEIBINGER®


***Colorado***

**Microélectrodes-aiguilles  
pour électrochirurgie précise**



Colorado Spitze

Normale Spitze



## La microélectrode-aiguille Colorado

- **Pointe extrêmement aiguë**, brevetée, pour une préparation des tissus mous propre et précise
- Alliage en métal dur résistant à la chaleur et assurant un aiguisage constant de la pointe
- **Isolation** en polymère résistant à la chaleur et assurant une résistance au percement élevé et prévenant un traumatisme tissulaire par inadvertance
- Efficace déjà à des **réglages très fins**
- **Caractéristiques hémostatiques** exceptionnelles en raison de la tension exercée au niveau de la pointe
- **Pointe finement polie** pour nettoyage peropératoire parfait
- **Grand choix** d'électrodes-aiguilles utilisables avec manches monopolaires standards
- Les aiguilles sont en **emballage stérile**

5 microns nominal



Colorado Spitze Normale Spitze  
Pointe Colorado Pointe normale

### Mikro Nadelelektroden N-Serie



N110A - 20 mm lang, gerade



N112A - 20 mm lang, 3 mm 45° abgewinkelt



N117A - 20 mm lang, 90° abgewinkelt



N103A - 30 mm lang, gerade



N113A - 30 mm lang, 3 mm 45° abgewinkelt



N101A - 30 mm lang, unisoliert



N104A - 40 mm lang, gerade



N117 - 20 mm lang, 45° abgewinkelt



N102A - 40 mm lang, unisoliert

Standard Schaftdurchmesser 2,35 mm; 1,6 mm Schaft auf Anfrage verfügbar

### Mikro Nadelelektroden E103-Serie



E1033 - 76 mm lang, gerader Schaft, 1 cm Nadellänge



E1034 - 102 mm lang, gerader Schaft, 1 cm Nadellänge



E1035 - 127 mm lang, gerader Schaft, 1 cm Nadellänge



E1036 - 152 mm lang, gerader Schaft, 1 cm Nadellänge



E1037 - 178 mm lang, gerader Schaft, 1 cm Nadellänge

(Nadeln sind steril verpackt und als Einmalartikel gekennzeichnet)

Alle Nadeln sind im Maßstab 1:1 abgebildet


## Mikro Nadelelektroden E113-Serie




E1133 - 76 mm lang, gerader Schaft, 3 mm 45° abgewinkelt



E1134 - 102 mm lang, gerader Schaft, 3 mm 45° abgewinkelt



E1135 - 127 mm lang, gerader Schaft, 3 mm 45° abgewinkelt



E1136 - 152 mm lang, gerader Schaft, 3 mm 45° abgewinkelt




E1137 - 178 mm lang, gerader Schaft, 3 mm 45° abgewinkelt

## Mikro Nadelelektroden E117-Serie



E1177 - 178 mm lang, gerader Schaft, 1 cm 45° abgewinkelt




E1176 - 152 mm lang, gerader Schaft, 1 cm 45° abgewinkelt



E1175 - 127 mm lang, gerader Schaft, 1 cm 45° abgewinkelt



E1174 - 102 mm lang, gerader Schaft, 1 cm 45° abgewinkelt



E1173 - 76 mm lang, gerader Schaft, 1 cm 45° abgewinkelt



Hinweis: Die Nadeln der E117-Serie sind ebenfalls als E117A-Serie mit einer rechtwinklig abgeboenen Spitze erhaltlich (E1173A, E1174A, etc.)

## Mikro Nadelelektroden E103C-Serie



E1037C - 178 mm lang, gebogener Schaft, 1 cm Nadellange



E1036C - 152 mm lang, gebogener Schaft, 1 cm Nadellange




E1035C - 127 mm lang, gebogener Schaft, 1 cm Nadellange




E1034C - 102 mm lang, gebogener Schaft,  
1 cm Nadellange

## Gebogene Mikro Nadelelektroden EN-Serie




EN7000 - 178 mm lang, konturierter Schaft, 3 mm Spitze 45° abgewinkelt



EN6000 - 152 mm lang, konturierter Schaft, 3 mm Spitze 45° abgewinkelt

## Lange, abgewinkelte Mikro Nadelelektroden E1400-Serie



E1457 - 178 mm lang, Schaft mit 51 mm, 45° Abwinklung

E1456 - 152 mm lang, Schaft mit 51 mm, 45° Abwinklung

E1455 - 127 mm lang, Schaft mit 51 mm, 45° Abwinklung


E1454 - 102 mm lang, Schaft mit 51 mm, 45° Abwinklung



### AC2000 Adapter

Adaptiert die Colorado Nadelelektroden an 4 mm Handgriffe, wie z.B. Martin oder Erbe

(Nadeln sind steril verpackt und als Einmalartikel gekennzeichnet)



**stryker**  
LEIBINGER

Stryker  
Bolzinger  
D-79111  
Tel.: (07  
Fax: (07

**novimed**  
Medizintechnik

mbH  
Ruhr

Novimed AG Medizintechnik Heimstrasse 46 CH-8953 Dietikon  
Telefon +41 (0)1 743 40 60 Telefax +41 (0)1 743 40 65  
info@novimed.ch www.novimed.ch