

DizzyFIX

Zur Behandlung von gutartigem Lagerungsschwindel

(PPLS Peripherer paroxysmaler Lagerungsschwindel)

- Nach der Diagnosestellung durch einen HNO-Experten oder Neurologen ermöglicht das DizzyFIX Gerät, dem Patienten eine Therapie zu Hause selbständig durchzuführen.
- Auftretende Schwindelanfälle können schnell und effektiv behandelt werden. Der Benutzer kann die Anwendung so oft wie erforderlich wiederholen.



DizzyFIX besteht aus einem speziellen Röhrchen, welches mit Flüssigkeit gefüllt ist. Zudem enthält das Gerät einen Partikel, der die Otolithen im Innenohr darstellt. Die Form des Röhrchens und die Bewegung des Partikels gewährleisten die Durchführung des Manövers der Repositionierung der Otolithen.



Ziel des DizzyFIX ist, den Benutzer visuell durch das Manöver der Positionierung des Partikels (Epley-Manöver) zu führen und eine erfolgreiche Behandlung von PPLS zu ermöglichen.

Das Gerät kann an jeder gebräuchlichen Mütze angebracht werden.

Art. Nr. 60-DizzyFIX

DizzyFIX

Pour le traitement du vertige positionnel bénin

(VPPB vertige positionnel paroxystique bénin)

- Après pose du diagnostic par un spécialiste ORL ou un neurologue, l'appareil DizzyFIX permet au patient d'effectuer lui-même le traitement à domicile.
- Les crises de vertige peuvent être traitées rapidement et efficacement. L'utilisateur peut répéter la manœuvre aussi souvent que nécessaire.



DizzyFIX se compose d'un tube spécial plein de liquide. Cet appareil contient en outre une particule figurant les otolithes dans l'oreille interne. La forme du tube et le déplacement de la particule assurent la bonne exécution de la manœuvre de repositionnement des otolithes.



Le but de DizzyFIX est de diriger l'utilisateur visuellement par la manœuvre de positionnement de la particule (manœuvre d'Epley) et de permettre un traitement efficace du VPPB.

Cet appareil peut être posé sur n'importe quelle casquette.

Art. no 60-DizzyFIX