

# Drains transtympaniques



## Drains transtympaniques de Tübingen

A insérer dans le tympan pour drainage et aération passagère de l'oreille moyenne.

Ces drains transtympaniques métalliques éprouvés depuis des années séduisent toujours par leurs avantages:

- Positionnement de longue durée
- Excellente tolérance tissulaire
- Ecoulement des sécrétions facilité par leur surface lisse
- Effet antibactérien
- 



Les drains transtympaniques sont exécutés en or-platine, argent plaqué or, plaqué titane et titane, avec ou sans fil de retrait.

### Matériel: or-platine

### Matériel: argent plaqué or

Numéro de cde	Dimension	Ø I	Ø E
1015001	1	1,25 mm	2,55 mm
1015002	1 avec fil		
1015003	2	1,50 mm	2,80 mm
1015004	2 avec fil		

Numéro de cde	Dimension	Ø I	Ø E
1015010	1	1,25 mm	2,55 mm
1015011	1 avec fil		
1015012	2	1,50 mm	2,80 mm
1015013	2 avec fil		

### Matériel: plaqué titane

### Matériel: titane ASTM F67

Numéro de cde	Dimension	Ø I	Ø E
1015020	1	1,25 mm	2,55 mm
1015021	1 avec fil		
1015022	2	1,50 mm	2,80 mm
1015023	2 avec fil		

Numéro de cde	Dimension	Ø I	Ø E
1015030	1	1,25 mm	2,55 mm
1015031	1 avec fil		
1015032	2	1,50 mm	2,80 mm
1015033	2 avec fil		

### Drain transtympanique Diabolo

Le drain transtympanique Diabolo facilite la mise en place à la micropincette par sa collerette en entonnoir. L'orifice de drainage raccourci favorise en outre l'écoulement des sécrétions.

Ce drain transtympanique existe également en très petites dimensions qu'il n'est pas rare de devoir utiliser pour le traitement de nourrissons ou de conduits auditifs externes très étroits. Grâce à la résistance minimale de la paroi, l'effet de ventilation obtenu est excellent.

Avantages:

- Excellente tolérance tissulaire
- Excellent écoulement des sécrétions
- Effet antibactérien



### Material: Gold-Platin

Numéro de cde	Dimension	Ø I	Ø E
1015051	0	0,75 mm	1,60 mm
1015053	1	1,25 mm	2,55 mm
1015054	1 avec fil de retrait		
1015055	2	1,50 mm	2,80 mm
1015056	2 avec fil de retrait		