




Rhinologie Produkte



novimed

Silikonfolien

Die Silikonfolien werden aus medizinischem transparentem Silikon-Elastomer-Material hergestellt.




Silikonfolien

Artikel Nr.	Stärke	Abmessungen	Verpackung
600-05	0,12 mm	150 × 200 mm	1/P
600-10	0,25 mm	150 × 200 mm	1/P
600-20	0,50 mm	150 × 200 mm	1/P
600-40	1,00 mm	150 × 200 mm	1/P
600-50	1,25 mm	150 × 200 mm	1/P
600-80	2,00 mm	150 × 200 mm	1/P
23-700-05	0,12 mm	50,8 × 76 mm	10/P
23-700-07	0,17 mm	50,8 × 76 mm	10/P
2020680	*1,00 mm	115 × 150 mm	1/P
2020682	*0,50 mm	115 × 150 mm	1/P
2020686	*1,50 mm	115 × 150 mm	1/P
2030010	*0,25 mm	300 × 300 mm	1/P
2030020	*0,50 mm	300 × 300 mm	1/P
2030030	*0,75 mm	300 × 300 mm	1/P
2030040	*1,00 mm	300 × 300 mm	1/P

Hinweis:
Aus Haftungsgründen sollte dieses Produkt nicht länger als 29 Tage implantiert werden.

* unsteril




Breathe-Easy™ Septumschiene

Steril verpackt

- Stützt die Nasenscheidewand und ermöglicht die Nasenatmung über den integrierten Tubus.
- Die Vorlochung in der vorderen Spitze erleichtert das Annähen und verhindert so das Loslösen. Gleichzeitig wird dadurch die Stabilisierung der Nasenscheidewand unterstützt.
- 100% medizinisches Silikon, einfach einzusetzen und zu entfernen.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Verpackung
2010500	Breathe-Easy Nasenschiene	5 Paar / P




Pre-Cut™ Septumschiene

Steril verpackt

- Zur Unterstützung der Nasenscheidewand.
- Die Vorlochung in der vorderen Spitze erleichtert das Annähen und verhindert so das Loslösen. Gleichzeitig wird dadurch die Stabilisierung der Nasenscheidewand unterstützt.
- 100% medizinisches Silikon, einfach einzusetzen und zu entfernen.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Verpackung
2010505	Pre-Cut Nasenschiene STERIL	5 Paar / P




Septumknopf zweiteilig

Steril verpackt

- Antiadhäsive Oberfkäche verhindert Anhaften von Sekret / Gewebe
- Zum nicht operativen Verschluss von Septumperforationen
- Keine Inkrustationen, Epistaxis oder andere Symptome von Septumperforation

Artikel Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Verpackung
2031110	Septumknopf	3,0 cm	zweiteilig 1/P




Invotec Septumknopf

Steril verpackt

- Für den Verschluss von Septumperforationen.
- Kann Krustenbildung, Nasenbluten und andere Symptome bei nasaler Perforation reduzieren oder beseitigen. Auf die richtige Grösse zuschneidbar.
- Superweiches, 100% medizinisches Silikon, sorgt für ein angenehmes Gefühl beim Patienten und erleichtert das Einsetzen.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Verpackung
2010400	Septumknopf	3,0 cm	1/P
2010400S	Septumknopf	5,0 cm	1/P



Bivalve Teflon[®] Septumschiene


Steril verpackt

- Aus 100 % Teflon. Reduziert oder verhindert Verklebungen zwischen der Nasenscheidewand und der lateralen Nasenwand.
- Einfach einzusetzen und zu entfernen.
- Vorgelochte Nahtlöcher.
- Seit über 20 Jahren klinisch erprobt.


Custom-Cut[™]

Steril verpackt

- Wahlmöglichkeit zwischen 100 % Teflon und 100 % medizinischem Silikon.
- Kann individuell zugeschnitten werden.




Artikel Nr.	Beschreibung	Material	Stärke	Abmessung	Verpackung
2010650	Mèche bivalve	Téflon	0,25 mm	standard	5 Paar / P
2010655	Mèche bivalve	Téflon	0,50 mm	standard	5 Paar / P
2010660	Mèche bivalve	Téflon	0,25 mm	grande	5 Paar / P
2010665	Mèche bivalve	Téflon	0,50 mm	grande	5 Paar / P
2010670	Cut Splint	Téflon	0,25 mm	38 × 64 mm	5 Paar / P
2010675	Cut Splint	Téflon	0,50 mm	38 × 64 mm	5 Paar / P
2010680	Cut Splint	Silicone	1,00 mm	55 × 75 mm	5 Paar / P
2010680/S	Cut Splint	Silicone	1,00 mm	55 × 75 mm	10 / P
2010681	Cut Splint	Silicone	0,25 mm	55 × 76 mm	10 / P
2010682	Cut Splint	Silicone	0,50 mm	55 × 75 mm	5 Paar / P
2010682/S	Cut Splint	Silicone	0,50 mm	55 × 75 mm	10 / P
2010685	Cut Splint	Silicone	0,13 mm	38 × 51 mm	10 / P
2010686/S	Cut Splint	Silicone	1,50 mm	55 × 75 mm	10 / P



Choanalballon Katheter

- Aus Latex, mit Einführhilfe, Ventil und Haltefäden
- Bei schwierig beherrschbarer Epistaxis (besonders im hinteren Nasenbereich)
- Einfacher und atraumatischer als eine klassische Bellocq-Tamponade
- Patienten schonendes Einführen und Entfernen
- Geringe Schleimhautirritationen – Schonung von Nasensteg und Nasenscheidewand
- Keine störenden Haltefäden im Rachenraum

Artikel Nr.	Verpackung
2040100	1/P



Ultra-Stat™ Nasenkatheter

Steril verpackt mit Spritze

Zur schnellen Blutstillung bei intranasalen Blutungen.

- Die abgeschrägte hintere Spitze und die Ausführung in weichem Silikon erleichtern die Platzierung des Katheters.
- Zwei unabhängige Silikonballons erleichtern die gezielte Druckkontrolle in den vorderen und hinteren Höhlen.
- Das weiche, 100 %-ig medizinische Silikon sorgt für ein angenehmes Gefühl beim Einführen des Katheters.
- Der integrierte Tubus ermöglicht die Nasenatmung.
- Die Silikonausführung verhindert Verklebungen und lässt sich leicht entfernen.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Verpackung
2010700	Ultra-Stat Catheter	1/P







Quick-Pack™ Nasenkatheter

Steril verpackt mit Spritze

- Für Nasentamponaden nach Septo-Rhinoplastiken oder anderen intranasalen Behandlungsverfahren entwickelt.
- Die 100 %-ig medizinische Silikonausführung vermindert oder verhindert Verklebungen und sorgt während des Einsetzens und bei der Entfernung für ein angenehmes Gefühl.
- Der integrierte Tubus ermöglicht die Nasenatmung.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Verpackung
2010715	Quick-Pack Nasal	2/P

Nasenschiene



Externe Nasenschiene aus Aluminium


- Aluminiumschiene mit rückseitigem Schaumstoffpolster
- Leicht formbar – dennoch stabil
- Selbstklebende Rückseite
- Leicht und schnell anwendbar
- Deutlich geringerer Zeit- und Arbeitsaufwand gegenüber Gips
- Inklusive neuartigem, dreiteiligem Schaumstoffsteg; die breite Polsterfläche verhindert ein Einziehen der Haut im Nasenrückenbereich

Artikel Nr.	Grösse	A	B	C	Verpackung
2060100	mini	50	33	28	10/P
2060200	klein	56	38	39	10/P
2060300	mittel	64	40	36	10/P
2060400	gross	66	42	45	10/P

Externe Nasenschiene aus Thermoplastik

- Thermoplastisches Material wird durch kurzzeitiges Erhitzen im Wasserbad (über 80°) formbar und lässt sich dadurch optimal der individuellen Anatomie anpassen.
- Selbstklebende Rückseite (ausser 2051010 und 2050010)
- Deutlich geringerer Zeit- und Arbeitsaufwand gegenüber Gips
- Inklusive neuartigem dreiteiligem Schaumstoffsteg; die breite Polsterfläche verhindert ein Einziehen der Haut im Nasenrückenbereich.
- Auch in 100 × 70 mm erhältlich, auf Grund der Grösse kann auch die Stirn als Stützfläche mit einbezogen werden.
- Zwei verschiedene Stärken und zuschneidbare Grössen lieferbar.

Artikel Nr.	Grösse	Stärke	A	B	C	Verpackung
2050000		2,4 mm	80		50	10/P
2050010		2,4 mm	100		75	10/P
2050100	klein	2,4 mm	56	38	30	10/P
2050200	mittel	2,4 mm	64	40	36	10/P
2050300	gross		66	42	45	10/P
2051000		1,6 mm	80		50	10/P
2051010		1,6 mm	100	75		10/P
2051100	klein	1,6 mm	56	38	30	10/P
2051200	mittel	1,6 mm	64	40	36	10/P
2051300	gross	1,6 mm	66	42	45	10/P




Soft-Form AL™ Nasenschiene

Aluminiumschiene gepolstert

- Kosmetisch angenehm.
- Leicht anzuwenden – selbstklebende Rückseite nur an den Flügeln.
- Einfache und für den Patienten angenehme Entfernung.
- Drei Standardgrössen.

Artikel Nr.	Grösse	Verpackung
2010200	klein	10 / P
2010210	mittel	10 / P
2010220	gross	10 / P




Soft-Form AL™ Nasenschiene

Aluminiumschiene gepolstert

- Kosmetisch angenehm.
- Leicht anzuwenden – selbstklebende Rückseite.
- Einfache und für den Patienten angenehme Entfernung.
- Drei Standardgrössen.

Artikel Nr.	Grösse	Verpackung
2010300	klein	10 / P
2010310	mittel	10 / P
2010320	gross	10 / P



Soft-Form™

Thermoplastische Nasenschiene

- Kosmetisch angenehm.
- Leicht anzuwenden – selbstklebende Rückseite.
- Zwei Standardgrössen oder Custom-Cut zur eigenen Anpassung.

Artikel Nr.	Grösse	Verpackung
2010100	klein	10 / P
2010110	mittel	10 / P
2010120	Custom-Cut	10 / P



Denver Nasenschiene® Zweiteilig

Denver Nasenschiene® Serie 1500

Weiches formbares Aluminium und Velcro

Tragedauer: 7 bis 10 Tage

Artikel Nr.	Beschreibung	Abmessung	Verpackung
10-1500-05KM	Kit, mini	50 × 28 mm	5/P
10-1500-05KP	Kit, klein	58 × 30 mm	5/P
10-1500-05KS	Kit, klein/mittel	65 × 35 mm	5/P
10-1500-05KL	Kit, gross	69 × 43 mm	5/P
10-1500-10NK	kein Kit	Indicate Size	Non-Kit/10/box

Denver Nasenschiene® Serie 5000

Weiches formbares Aluminium und Velcro, mit innenliegendem Nasenrückenpolster

Tragedauer: 7 bis 10 Tage

Artikel Nr.	Beschreibung	Abmessung	Verpackung
10-5000-05KM	Kit, mini	50 × 28 mm	5/P
10-5000-05KP	Kit, klein	58 × 30 mm	5/P
10-5000-05KS	Kit, klein/mittel	65 × 35 mm	5/P
10-5000-05KL	Kit, gross	69 × 43 mm	5/P
10-5000-10NK	kein Kit	Indicate Size	Non-Kit/10/box



Denver Nasenschiene® Serie 1800

Weiches formbares Aluminium, zweiteiliges Velcro-Schaumpolster

Tragedauer: 7 bis 10 Tage

Artikel Nr.	Beschreibung	Abmessung	Verpackung
10-1800-05KM	Kit, mini	50 × 28 mm	5/P
10-1800-05KP	Kit, klein	58 × 30 mm	5/P
10-1800-05KS	Kit, klein/mittel	65 × 35 mm	5/P
10-1800-05KL	Kit, gross	69 × 43 mm	5/P
10-1800-10NK	kein Kit	Indicate Size	Non-Kit/10/box

Denver Nasenschiene® Einteilig

Denver Nasenschiene® Serie 2000

Weiches formbares Aluminium und 1/8" luftdurchlässiger Schaum

Tragedauer: 5 bis 7 Tage



Artikel Nr.	Beschreibung	Abmessung	Verpackung
10-2000-05KM	Kit, mini	50 × 28 mm	5/P
10-2000-05KP	Kit, klein	58 × 30 mm	5/P
10-2000-05KS	Kit, klein/mittel	65 × 35 mm	5/P
10-2000-05KL	Kit, gross	69 × 43 mm	5/P
10-2000-10NK	kein Kit	Indicate Size	Non-Kit/10/box



Splinting Steps

1. Hautareal mit Hautschutz- und Alkoholtuch vorbereiten



2. Schutz-Tape anbringen



3. Nasenrückenpolster auflegen




4. Polster aus selbstklebendem Velcro-Schaum befestigen



5. Aluminium-Schiene positionieren



Denver Nasenschiene® – in 60-Sekunden positioniert



- Selbstklebend
- Formbares Aluminium
- Kein Hantieren im Wasser-bad
- In 60 Sekunden angelegt
- Unauffällig
- Wasserabweisend

- Stabilisierung der Nase nach Operation
- Reduzierung von Ödemen nach Nasenoperation oder -trauma
- Formbares Aluminium hält Nasenknochen in korrekter Position
- Mehrschichtige Struktur übt sanften Druck auf subkutane Gewebe aus
- Nasenrückenpolster füllt Zwischenräume aus, glättet Falten und reduziert die Bildung überschüssiger Gewebewucherungen (Papageienschnabelnase)
- In vier Grössen erhältlich: Mini, Petite, Small/ Medium, Large



Ein Kit enthält:

- Eine Denver Nasenschiene
- Zwei vorgeschchnittene Schutz-Tapes
- Ein Alkoholtuch
- Ein Nasenrückenpolster
- Ein Hautschutztuch

Denver Nasenschiene® Serie 3000. Nicht selbstklebend

- Weiches formbares Aluminium mit dünnem Schaumpolster. Nicht selbst-kleband.
- Ähnlich wie braune Nasenschiene


Artikel Nr.	Grösse		Verpackung
10-3000-05KM	Kit, mini	50 × 28 mm	5/P
10-3000-05KP	Kit, klein	58 × 30 mm	5/P
10-3000-05KS	Kit, klein/mittel	65 × 35 mm	5/P
10-3000-05KL	Kit, gross	69 × 43 mm	5/P
10-3000-10NK	kein Kit	Indicate Size	Non-Kit/10/box



Nasenschleuderverband

Elastisch und sehr saugfähig


Artikel Nr.	Grösse	Verpackung
874200	standard	10 / P
874210	gross	10 / P
10904	mittel	40 / P



Dale Nasenschleuder

Verhindert Hautreizungen und erleichtert den Verbandwechsel. Verbessert den Patientenkomfort und spart Pflegezeit ein. Kann individuell angepasst werden durch Einstellung der Ohrschlaufen auf die gewünschte Länge zwischen Nase und Ohr. Einheitsgrösse. Latexfrei. Einwegprodukt.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Verpackung
DA-600	Nasenschleuder	10 / P





Kotler Ventilationsröhrchen™

- Ermöglicht es den Patienten, auch bei tamponierter Nase durch die Nase zu atmen
- Kann im Büro/in der Praxis rasch und problemlos entfernt werden
- Latexfrei. Weich. Aus medizinischem Silikonplastik
- Steril. Einzeln verpackt. Einwegprodukt

Artikel Nr.	Bezeichnung
RE-KNA	Ein Kit enthält: Ein Doppel-Ventilationsröhrchen 10-CH-Absaugkatheter 3-cl-Luer-Lock-Spritze mit Adapteraufsatz zur Spülung zu Hause

Einweg-Hochtemperaturkauter



Einweg-Hochtemperaturkauter


- Steril
- Batteriebetrieb
- Lebensdauer: Vier Jahre
- Hochtemperatur-Gerät: 1204 C
- Lange Brenndauer
- Schnelles Aufheizen auf Betriebstemperatur

Artikel Nr.	Bezeichnung	Verpackung
20-HM-1000	Schmale Schlinge	10
20-HM-2000	Breite Schlinge	10





novimed



Rundum versorgt